

Camilla de Paciente

ST-2000



ViaMed[®]

Mail: contacto@viamed.ec

Celular: 0979381388



Muebles de Hospita

Muebles de Hospital

ST-2000

Camilla de Paciente

La camilla hidráulica Advanced® ST-2000 diseñada para el transporte eficiente de pacientes en instalaciones médicas, con altura regulable mediante los pedales en ambos lados. La camilla hidráulica Advanced® ST-2000 puede transportar a pacientes que pesen hasta 550 libras.

Características

- Marco de acero
- Placa de cama de plástico translúcido X-Ray
- Bandeja de cassettes de rayos X (Opcional)
- Barandillas laterales plegables de acero inoxidable
- Cubierta plástica del chasis
- Camilla recubierta de poliuretano
- Soporte del cilindro de oxígeno
- Cuatro ruedas
- Sistema de quinta rueda retractable de una sola dirección, pedales en ambos lados
- Sistema de frenos central con cuatro pedales de freno, en cada esquina
- 4 Reseptáculos IV Pole alrededor de la camilla
- 1 IV pole ajustable incluido
- Cuatro parachoques de goma
- Cinco funciones con pedales de control en ambos lados
- Toda la cama arriba / abajo
- Respaldo arriba / abajo
- Parte de la pierna arriba / abajo
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso
- Mecanismo neumático, activado por palanca para levantar / bajar el respaldo
- Una manivela para ajustar la posición de la rodilla
- Manijas emergentes en el lado de la cabeza
- Manija grande en el lado del pie
- Pintura en polvo
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485
- Dos años garantía.



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones Técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones totales	80.19" x 29.5" (2037mm x 749mm)
Especificaciones	Dimensiones de la camilla	76.18" x 24.5" (1935mm x 622.3mm)
Ajustable	Alto / bajo Trendelenburg Trendelenburg inverso Ángulo de respaldo Ángulo de apoyo de la rodilla	27" ~ 36.18" (686mm ~ 919mm) ± 12° ± 12° 0° ~ 65° 0° ~ 45°
	Barandas laterales	17" x 43.5" (432mm x 1105mm)
Colchon de la camilla	Dimensiones Altura	74.5" x 24.5" (1892.3mm x 622.3mm) 4" (10cm)
Ruedas	Diámetro	7.8" (200mm)
Peso	Capacidad	250 Kg (550 Lb)