

Mesa de Operaciones Manual

OT-30

OR



ViaMed

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0999230608

Sala de Operaciones

Sala de Operaciones


OT- 30

Mesa de Operaciones Manual

La mesa de operaciones Advanced® OT-30 es adecuada para procedimientos quirúrgicos generales que incluyen: tórax, abdomen, nariz, garganta, ginecología y obstetricia, urología, departamento de ortopedia. Advanced® OT-30 se utiliza en salas de operaciones, el mismo día en el centro quirúrgico y en el centro de parto.

Características

- Excelente acceso para el equipo quirúrgico del paciente.
- Versátil, una amplia variedad de cirugías con la misma mesa
- Construida con acero inoxidable, materiales de alta calidad confiable y robusta
- Fácil de operar.
- Rieles en ambos lados.
- Altura ajustable, mecanismo hidráulico.
- Trendelenburg / inverso Trendelenburg.
- Inclinación lateral derecha ajustable.
- Inclinación lateral izquierda ajustable.
- Inclinación de flexión
- Espalda arriba y abajo.
- Inclinación de la sección de la pierna hacia arriba.
- Abertura horizontal de las piernas
- Sección de la cabeza ajustable.
- Freno central
- Arco de Anestesia.
- Soporte para dos hombros / Dos tableros para brazos
- Dos soportes para el cuerpo / Dos apoyos para las piernas
- Un apoya acabezas / Dos apoyos para la rodillas.
- El set de colchón se quita fácilmente para la limpieza y desinfección.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



ViaMed® 2 AÑOS Garantía

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0999230608

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones Peso	2000 mm longitud x 500 mm ancho 293 Kg / 645 Lbs
Técnico	Altura sin colchon Trendelenburg Trendelenburg inversa Inclinación lateral izquierda Inclinación lateral derecha Apoyo de la cabeza hacia arriba Apoyo de la cabeza hacia abajo Placa trasera Espaldar hacia abajo Piernera hacia arriba Piernera hacia abajo Placa de pierna horizontal Flexion Capacidad de Carga	780mm -1020mm 27° 27° 21° 21° 60° 70° 75° 15° 15° 90° 90° 225° 173Kg
Ambiente	Temperatura relativa Humedad Presión atmosférica	10~40°C 30%~75% 700~1060hpa
Condiciones de almacenaje	Temperatura relativa Humedad Presión atmosférica	-40 ~ 70 ° C 10% ~ 100% (incluida la condensación) 500 ~ 1060 hpa
Configuración	Accesorios incluidos	1 Arco de anestesia 2 Apoyo hombros 2 Apoya brazos 1 Soporte corporal (largo) 1 Soporte corporal (corto) 2 Apoya piernas 1 Colchon para la mesa 2 Apoya pies